



Hastane enfeksiyonuna karşı merkezimizce her çeşit önlem alınmakta ve denetimleri sürekli yapılmaktadır. Aşağıda belirtilen işlemler günde 4 defa tekrarlanmaktadır. Kliniklerde hastalara kullanılan aletler enzimatikli solisyonlarda bekletildikten sonra toplanır.



Hekim bazında toplanılan aletler tek tek sayılarak forma işlenir , alet taşıma arabası ile sterilizasyon ünitesi kirli alana indirilir.



Sterilizasyon kirli alanda ön manuel durulama ve temizleme işlemleri yapılır.



Ön temizliği yapılan malzemeler dezenfektör (Yıkama Cihazı) de alkali ve nötralizasyon solüsyonları ile termal dezenfekte işlemine tabi tutulur.




Yıkama cihazından çıkan malzemeler temiz alanda tekrar sayımı yapılarak döküme edilir ve sonra tek kullanımlık paketlenme işlemleri yapılarak barkodlanır.



Paketleme işlemleri biten malzemelerin 134 °C de buhar otoklavında sterilizasyonu sağlanır. Uygunluk testleri kontrol edilir.



Otoklavdan çıkan malzemeler hekimlerin kullandığı malzemelere göre sistemden çekilerek temiz monşarjdan her hekim için temin edilen kapalı taşıma kutuları ile kliniklere transferi sağlanır.



Otoklavdan çıkan malzemeler ilk giren ilk çıkan prensibi uygulanılarak +22 °C ve uygun nem takibi yapılarak steril depo alanında muhafaza edilir.